

# Quick PROTOCOL

BIOTEC NSTDA

## "ENZhance Complete" Kit for industrial enzyme detection and screening

### "ENZhance Complete" Components

- 10x ENZhance Reagent (pH 4, 7, 10, filter-sterilized): 40 ml each
- Substrates for cellulase, xylanase, amylase, and protease
- Agar (5 g) (Supplied by users)

- Note:**
- For 10 assays of each enzyme pH
  - Keep ENZhance Complete kit at room temperature and dried conditions

### Preparation of 1x ENZhance overlay agar

(100 ml for 10 plate assays)

- Dissolve 0.7 g agar in 90 ml distilled water (optional: sterilized by autoclaving at 121 °C, 15 min with/ without substrate(s))
- Add 10 ml of 10x ENZhance Reagent and the target enzyme substrate(s)\* when the agar mixture is cooled down to ≈50 °C.

### Protocol for enzyme detection/ screening

1. Cultivate bacterial samples (pure isolates/ mixed culture) on appropriate agar medium under optimal growth conditions (e.g. at 37 °C for 18-48 hrs).
2. Overlay the bacterial culture with 1x ENZhance overlay agar containing the substrate(s) for the target enzyme(s) (≈10 ml).
3. Incubate the plate under enzyme working conditions. Enzyme activity can be detected after 15 min or up to 24 h depending on target enzyme activity level.
4. Detect the target enzyme activity by observing color zones or clear zones around bacterial colonies\*\*.

- Note:**
- Substrate concentration for enzyme detection
    - 0.05% chromogenic substrate for cellulase, xylanase or amylase
    - 2% substrate for protease

\*\* Color zones indicate positive cellulase, xylanase or amylase activity. Clear zones indicate positive protease activity.

## "ENZhance Complete" Kit for industrial enzyme detection and screening



Cultivate bacterial samples (pure isolates/ mixed culture) on appropriate agar medium under optimal growth conditions



Incubation  
(e.g. at 37 °C  
for 18-48 h)



10x ENZhance Reagent  
(pH 4, 7, 10)



Overlay the bacterial culture with 1x ENZhance overlay agar containing the substrate(s) for the target enzyme(s).



Incubate at enzyme working  
temperature 4 - 60 °C  
(15 min - 24 h)

### • Detection of enzyme activity •



Color zones around bacterial colonies indicate positive cellulase, xylanase or amylase activity.



Clear zones around bacterial colonies indicate positive protease activity.

- Note:**
- \*Dissolve 0.7% agar in distilled water (optional: sterilized by autoclaving) and add target enzyme substrate(s) and 10x ENZhance Reagent (1/10 by volume). Overlay when the mixture is cooled down to ≈50 °C. Substrates for other target enzymes of interest are applicable.

## "ชุดตรวจสอบเอนไซม์ ENZhance Complete" สำหรับตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์ของแบคทีเรีย

ชุดตรวจสอบเอนไซม์ ENZhance Complete ประกอบด้วย

- 10x ENZhance Reagent (pH 4, 7, 10) : ขนาดละ 40 มล.
- สารตั้งต้น (Substrate) สำหรับการตรวจสอบเอนไซม์เซลลูเลส เอนไซม์ไธแลนเนส เอนไซม์อะไมเลส และเอนไซม์โปรตีเอส
- ฐาน (Agar) : ปริมาณ 5 กรัม (ไม่รวมอยู่ในชุดตรวจสอบเอนไซม์)

**Note** : • ชุดตรวจสอบเอนไซม์นี้สำหรับการตรวจสอบเอนไซม์แต่ละชนิดจำนวน 10 ครั้ง  
• ชุดตรวจสอบเอนไซม์นี้เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (25°C) โดยปราศจากความชื้น

### การเตรียม 1x ENZhance overlay agar

(100 มล. สำหรับ 10 ปฏิริยาทดลอง)

- ละลายผงฐาน 0.7 กรัมในน้ำกลั่น 90 มล. (สามารถ sterilize ได้โดยการ autoclave ที่ 121°C 15 นาที โดยอาจใส่สารตั้งต้นผสมหรือไม่ก็ได้)
- เติม 10x ENZhance Reagent 10 มล. และผสมสารตั้งต้นของเอนไซม์ที่ต้องการตรวจสอบ\* หลังจากที่เราละลายฐานอุ่น (~50°C)

### วิธีการตรวจสอบเอนไซม์

1. เลี้ยงเชื้อบนอาหารที่เหมาะสม ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เช่น 37°C เป็นเวลา 18-48 ชั่วโมง
2. เททับด้วย 1x ENZhance overlay agar ที่ผสมกับสารตั้งต้น (=10 มล.)
3. นำปฏิริยาภายใต้สภาวะที่ต้องการเป็นเวลา 15 นาที - 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับระดับความสามารถและปริมาณของเอนไซม์)
4. ตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกิดขึ้น โดยสังเกตจากวงสีหรือวงสีที่เกิดขึ้นรอบๆ โคลนี่\*\*

**Note** : • ปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้สำหรับการตรวจสอบเอนไซม์  
- เอนไซม์เซลลูเลส เอนไซม์ไธแลนเนส หรือเอนไซม์อะไมเลส ใช้ในปริมาณ 0.05%  
- เอนไซม์โปรตีเอสใช้ปริมาณ 2 %  
\*\* ผลการตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ ที่เกิดขึ้น  
- เอนไซม์เซลลูเลส เอนไซม์ไธแลนเนส หรือเอนไซม์อะไมเลส สังเกตได้จากวงสีที่เกิดขึ้นรอบๆ โคลนี่ย  
- เอนไซม์โปรตีเอส สังเกตได้จากวงสีที่เกิดขึ้นรอบๆ โคลนี่ย

## "ชุดตรวจสอบเอนไซม์ ENZhance Complete" สำหรับตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์ของแบคทีเรีย



เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบน  
อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม



บ่มที่สภาวะที่เหมาะสม  
(เช่น 37°C 18-48 ชั่วโมง)



10x ENZhance Reagent  
(pH 4, 7, 10)



เททับด้วย 0.7% agar ที่ผสมกับสารตั้งต้นและ  
10x ENZhance Reagent (pH 4.7,10) (ปริมาตร 1/10)\*



บ่มที่อุณหภูมิที่ต้องการตรวจสอบ  
(4-60°C, 15 นาที - 24 ชั่วโมง)

### • ตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกิดขึ้น •



วงสีที่เกิดขึ้นรอบๆ โคลนี่ยแสดงถึง  
กิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส เอนไซม์  
ไธแลนเนส หรือเอนไซม์อะไมเลส



วงสีที่เกิดขึ้นรอบๆ โคลนี่ย  
แสดงถึงกิจกรรม  
ของเอนไซม์โปรตีเอส

**Note** : • ผสม 0.7% agar (อาจทำให้ปลอดเชื้อโดยการ autoclave) กับ 10x ENZhance Reagent (pH 4, 7, 10) (ปริมาตร 1/10) และสารตั้งต้น (สามารถเปลี่ยนไปใช้สารตั้งต้นอื่นเพื่อตรวจสอบเอนไซม์ชนิดอื่นได้) จากนั้นเททับอาหารเลี้ยงเชื้อในขณะที่ยังอุ่น (>50°C)